

The background is a teal-colored image featuring a close-up of medical equipment, likely a patient bed or wheelchair, with various mechanical parts and a textured surface.

b:joynz

bjoynz.com

produktkatalog
bandagen
orthesen
kompressions-
strümpfe

b:joynz

be free

be healthy

be active

be easy

be smart

**Tu dir und deinen Kunden
etwas Gutes:**

sei gesund und lebendig,
sei glücklich. Genieße dein
Leben mit b:joynz.

Inhalt

mit Hilfsmittelnummern-Übersicht

06 Bandagen

- 06 **b:joynz** knee support
05.04.01.0130
- 08 **b:joynz** back support
straight 23.14.03.2093
waisted 23.14.03.2092
- 10 **b:joynz** ankle support
05.02.01.0086
- 12 **b:joynz** elbow support
05.08.01.1066
- 14 **b:joynz** wrist support
05.07.02.0159

16 Kompressions- strümpfe

- 16 **b:joynz** compression stockings
AD, Ccl 1, Serie 17.06.01.0128 / Maß 17.06.10.0085
AD, Ccl 2, Serie 17.06.01.1187 / Maß 17.06.10.1131
AG, Ccl 1, Serie 17.06.03.0110 / Maß 17.06.12.0081
AG, Ccl 2, Serie 17.06.03.1173 / Maß 17.06.12.1123
AT, Ccl 1, Serie 17.06.04.0112 / Maß 17.06.13.0077
AT, Ccl 2, Serie 17.06.04.1184 / Maß 17.06.13.1100

18 Orthesen

- 18 **b:joynz** air walker
23.06.01.0078
- 19 **b:joynz** air walker achilles
23.06.01.1022
- 20 **b:joynz** ankle stirrup
23.02.02.0079
- 21 **b:joynz** ankle brace
23.02.02.1046
- 22 **b:joynz** knee immobilizer 0
23.04.01.0060
b:joynz knee immobilizer 20
23.04.01.1042
- 23 **b:joynz** shoulder immobilizer
23.09.01.0099
- 24 **b:joynz** shoulder immobilizer 15
23.09.04.0072
- 25 **b:joynz** wrist brace
23.07.02.4068
- 26 **b:joynz** wrist & thumb brace
23.07.02.2042

28 Bestellblätter

- 28 **Richtig Maß nehmen**
- 30 **Bandagen und Orthesen**
Serien-Bestellblatt
- 31 **b:joynz compression stockings**
Serien-Bestellblatt
- 32 **b:joynz compression stockings**
Maß-Bestellblatt

b:joynz Service auf den Sie sich verlassen können

jetzt online bestellen:
experts.bauerfeind.com

Wir sind gern
für Sie da!

Kundenservice
Bandagen und Orthesen

T (0) 800 001 05 20
F (0) 800 001 05 25

Kundenservice
Kompressionsstrümpfe

T (0) 800 001 05 10
F (0) 800 001 05 15

Webseite
bjoynz.com



Onlineshop

Bei Bestellungen über den Onlineshop zu reduzierten Versandkosten können Sie vielfältige Funktionen nutzen, wie z.B. den Bestellstatus, die Verfügbarkeitsanzeige oder die Patientenakte. Zum Anlegen eines Kundenkontos registrieren Sie sich im Onlineshop.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- + 24 h online
- + mit Webbrowser von überall erreichbar
- + intuitiver Bestellprozess
- + tagesaktueller Bestellstatus
- + reduzierte Versandkosten
- + intelligente Suchfunktion
- + Patientenakte zur Sicherung von Mess- und Versorgungsdaten
- + Unterstützung per Kundenservice, Chat, E-Mail, Kontaktformular: experts.bauerfeind.com/contact

Servicegarantien für Fachhändler

kostenfreie Telefon- und Faxnummer

Wir sind gern für Sie da!

100 % erreichbar

Als kompetente Ansprechpartner stehen wir Ihnen Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr telefonisch gern zur Verfügung. Über Fax, E-Mail und elektronische Bestellsysteme erreichen Sie uns rund um die Uhr (Systemstörungen und Wartungsarbeiten ausgenommen).

elektronische Bestellsysteme

Bestellen Sie einfach, schnell und mit reduzierten Versandkosten: Per wheel-it oder unserem Onlineshop mit vielfältigen Funktionen, wie z.B. dem Bestellstatus und der Verfügbarkeitsanzeige.

Versand am gleichen Arbeitstag

Sie bestellen bis 15:00 Uhr – wir versenden Lagerware am gleichen Tag (Großaufträge ausgenommen). Express-Wünsche stimmen wir gern mit Ihnen ab.

genauer Liefertermin

Zu Ihren Bestellungen nennen wir Ihnen den genauen Liefertermin.

keine Versandkosten

Bei einem Auftragswert über 200,00 €, sowie für Maßanfertigungen, übernehmen wir die Versandkosten. Sie können sortimentsübergreifend alle Artikel in einem Auftrag bestellen.

kostenfreie Warenabholung

Sie faxen uns das ausgefüllte Rücksendeformular und wir holen nach Prüfung die Ware ab – auf unsere Kosten.

365 Tage Warenrücknahme

Einwandfreie Lagerware nehmen wir innerhalb von 365 Tagen nach Lieferung laut AGB zurück.

Retourenbearbeitung in fünf Tagen

Wir bearbeiten Ihre Retoure innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Wareneingang.

b:joynz

knee support

Hilfsmittelnummer

05.04.01.0130



Comfort-Größe



beige

titan

Die einfache Kniebandage zur Kompression mit Pelotte und Stäben

Indikationen


- Tendopathie, Tendomyopathie
- Ansatzligamentose
- Meniskopathie
- chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- rezidivierender Gelenkerguss
- Gonarthrose (Gelenkverschleiß)
- Arthritis (Gelenkentzündung)
- Prävention / Rezidivprophylaxe
- Instabilitätsgefühl

Produkteigenschaften

- hilft Schmerzen im Knie zu lindern und beugt ihnen vor
- Gestrick ist enganliegend, besonders elastisch und wirkt bei Bewegung wie eine Massage
- regt den Stoffwechsel an und wirkt Schwellungen und Ergüssen entgegen
- integriertes Gel-Pad umschließt die Kniescheibe
- die Bandage massiert, entlastet und stabilisiert das Knie




Pelotte mit Druckpunkten



seitliche Stäbe



weiche Kniekehle



atmungsaktives Gestrick




weicher Rand

Größe	1	2	3	4	5	6	7	Bestell-Nr.
	a 38–41	41–44	44–47	47–50	50–53	53–56	56–59	
cm	Comfort-Größen		47–50	50–53	53–56	56–59	59–62	
	b 28–31	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46	46–49	
	a 15–16½	16½–17½	17½–18½	18½–19¾	19¾–20¾	20¾–22	22–23¾	110 4127 10#0 0°°
inches	Comfort-Größen		18½–19¾	19¾–20¾	20¾–22	22–23¾	23¾–24¾	
	b 11–12½	12½–13½	13½–14½	14½–15¾	15¾–17	17–18	18–19¾	

= Farbe (1) beige, (8) titan | * = Version (0) Standard, (8) Comfort | ° = Größe (1–7)

Hersteller: Bauerfeind AG




- a** 14 cm, 5½"
- b** 12 cm, 4¾"

b:joynz back support

Hilfsmittelnummer

straight 23.14.03.2093, waisted 23.14.03.2092



gerader Schnitt
(straight)



taillierter Schnitt
(waisted)

Die einfache und stabilisierende Rückenbandage mit Massagepelotte

Indikationen

- allgemeine Schmerzzustände im LWS-Bereich (akut und chronisch)
- degenerative Erkrankung der Lendenwirbelsäule, z. B. Osteochondrose, Spondylarthrose, lumbale Deformitäten, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten
- Z. n. Prolaps (konservativ / postoperativ)
- Z. n. Diskektomie

Produkteigenschaften


- stabilisiert und entlastet den Rücken
- hilft Schmerzen zu lindern und vorzubeugen
- Gestrick ist enganliegend, besonders elastisch und wirkt bei Bewegung wie eine Massage
- über weichen, stabilen Verschluss sind Weite und Wirkstärke regulierbar
- Massageeffekt am Rücken wird verstärkt durch integriertes Gel-Pad mit Massage-Noppen




Pelotte



Bauchverschluss



atmungsaktives Gestrick



weicher Rand



Ersatzteile / Zubehör




b:joynz back support, Pelotte
119 8429 1000 000

Größe	1	2	3	4	5	6	7	Bestell-Nr.
cm	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	130–145	110 842* 10#0 00°
inches	27½–31½	31½–35½	35½–39¼	39¼–43¼	43¼–47¼	47¼–51¼	51¼–57	

* = Version (7) straight, (8) waisted | # = Farbe (1) beige, (8) titan | ° = Größe (1–7)

Hersteller: Bauerfeind AG



b:joynz

ankle support

Hilfsmittelnummer

05.02.01.0086




Die einfache Sprunggelenkbandage zur Kompression mit Pelotten

Indikationen

- chronische, postoperative und posttraumatische Reizzustände, z.B. nach Distorsionen
- Arthrose und Arthritis, Gelenkergüsse und Schwellungen
- Tendopathie
- Tendomyopathie
- Bänderinsuffizienz
- frühfunktionelle / konservative Therapie
- Rezidivprophylaxe

Produkteigenschaften


- unterstützt und stabilisiert das Sprunggelenk
- hilft Schmerzen zu lindern und vorzubeugen
- Gestrick ist enganliegend, besonders elastisch und wirkt bei Bewegung wie eine Massage
- zwei beidseits integrierte Gel-Pads nehmen Druck von den Knöcheln und können Schwellungen ausmassieren



Pelotten



weicher Spann



atmungsaktives Gestrick



weicher Rand



Größe	1	2	3	4	5	Bestell-Nr.
cm	17–19	19–21	21–23	23–25	25–27	110 1377 10#0 00°
inches	6¾–7½	7½–8¼	8¼–9	9–9¾	9¾–10¾	

= Farbe (1) beige, (8) titan | ° = Größe (1–5)

 Hersteller: Bauerfeind AG



b:joynz

elbow support

Hilfsmittelnummer

05.08.01.1066



beige

titan

Die einfache Ellenbogenbandage zur Kompression mit Pelotten

Indikationen

- posttraumatische oder postoperative Reizzustände, z.B. Epicondylitis
- Arthrose / Arthritis (Gelenkverschleiß / Gelenkentzündung)
- Tendopathie (degenerative Sehnenkrankung)
- Tendomyopathie (Muskelsehnenkrankung)
- Prävention / Rezidivprophylaxe

Produkteigenschaften


- unterstützt und entlastet den Ellenbogen
- hilft Schmerzen zu lindern und vorzubeugen
- Gestrick ist enganliegend, besonders elastisch und wirkt bei Bewegung wie eine Massage
- zwei beidseits integrierte Gel-Pads verstärken den Massageeffekt auf die Muskelansätze



Pelotten



weiche Beuge



atmungsaktives Gestrick




weicher Rand



Größe	1	2	3	4	5	6	Bestell-Nr.
cm	23–25	25–27	27–29	29–31	31–33	33–35	110 6177 10#0 00°
inches	9–9¾	9¾–10¾	10¾–11½	11½–12¼	12¼–13	13–13¾	

= Farbe (1) beige, (8) titan | ° = Größe (1–6)

 Hersteller: Bauerfeind AG



b:joynz

wrist support

Hilfsmittelnummer

05.07.02.0159



mit Gurt



beige

titan


Die einfache Handgelenkbandage zur Kompression mit Pelotte, Stab und Gurt

Indikationen


- chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- Distorsionen (Handgelenksverletzungen, z.B. Verstauchungen)
- Arthrose (Gelenkverschleiß)
- Instabilität, z.B. bei federnder Elle
- Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung)
- Prävention / Rezidivprophylaxe

Produkteigenschaften

- stabilisiert und entlastet das Handgelenk
- hilft Schmerzen zu lindern und vorzubeugen
- Gestrick ist enganliegend, elastisch und wirkt bei Bewegung wie eine Massage
- integriertes Gel-Pad nimmt Druck vom äußeren Knöchel
- beiliegender Innenhandstab und zirkulärer Gurt können den stabilisierenden Effekt bedarfsgerecht verstärken



Pelotte



Stab



Daumenöffnung



weicher Rand



Ersatzteile / Zubehör



b:joynz wrist support, Stab
119 5157 1000 *00



b:joynz wrist support, Gurtband
119 5158 10#0 00°
° = Größe (1) für Bandagröße 1–3
(2) für Bandagröße 4–6

Größe	1	2	3	4	5	6	Bestell-Nr.
cm	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	110 5149 10#0 *0°
inches	5½–6	6–6¼	6¼–6¾	6¾–7	7–7½	7½–7¾	

= Farbe (1) beige, (8) titan | * = Ausführung (6) rechts, (7) links | ° = Größe (1–6)

Hersteller: Bauerfeind AG



Die einfachen medizinischen Kompressionsstrümpfe mit definiertem Druckverlauf

Produkteigenschaften

- unterstützen die Venentätigkeit und lindern das Gefühl schwerer und müder Beine
- angenehmer Tragekomfort dank hautfreundlicher und atmungsaktiver Materialien
- strapazierfähiges Material

Materialzusammensetzung

- Ccl 1: 77 % Polyamid, 23 % Elasthan
- Ccl 2: 74 % Polyamid, 26 % Elasthan



Schenkelstrumpf (AG) mit Noppenhaftband



Strumpfhose (AT) mit Trikotrand



offene Fußspitze



Noppenhaftband



Bestelloptionen

für Serie und Maß

Ausführungen		AD		AG		AT	
Kompressionsklassen	Ccl	1		2		1	
		2		1		2	
Abschluss	Trikotrand	•	•			•	•
	Noppe	•	•	•	•		
Fußspitze	offen	•	•	•	•	•	•
	geschlossen	•	•	•	•	•	•
Farbe	beige	•	•	•	•	•	•
	schwarz	•	•	•	•	•	•

Bestellnummern

Serie	Einheit	Bestell-Nr.
AD	Paar	228 800< #+0 ~#°
	Stück	228 850< #+0 ~#°
NEU AD mit Haftband Noppe (3 cm)	Paar	228 804< #+0 ~#°
	Stück	228 854< #+0 ~#°
AG	Paar	228 6-7< #+0 ~#°
	Stück	228 6-7< #+0 ~#°
AT	Stück	228 100< #+0 ~#°
Maß	Einheit	Bestell-Nr.
AD	Stück	228 800< #+0 009
NEU AD mit Haftband Noppe (3 cm)	Stück	228 804< #+0 009
AG	Stück	228 607< #+0 009
AT	Stück	228 100< #+0 009

- = Haftbandweite für Paar: (0) normal, (4) weit für Stück: (5) normal, (6) weit
- < = Kompressionsklasse (1) Ccl 1 (2) Ccl 2
- # = Farbe (00) beige (17) schwarz
- + = Fußspitze (0) geschlossen (2) offen
- ~ = Umfang (2) normal (3) plus
- = = Länge (2) short (3) long
- ° = Größe (1) S (2) M (3) L (4) XL

Auslieferung von Maßanfertigungen in Farbe schwarz innerhalb von sieben Arbeitstagen.

 Hersteller: Bauerfeind AG

b:joynz air walker

Hilfsmittelnummer
23.06.01.0078

Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung
in vorgegebener Position – mit integriertem
Pumpsystem



Ausführungen: tall und short



integrierte Pumpe



rutschhemmende Abrollsohle



anpassbare Zehenkappe

Indikationen

Ausführung tall (lang):

- konservative / postoperative Versorgung von Fuß und Sprunggelenk
- Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region
- Sprunggelenksdistorsionen (schwer)
- stabile Frakturen
- Weichteilverletzungen

Ausführung short (kurz):

- konservative / postoperative Versorgung von Fuß und Sprunggelenk
- Ruhigstellung der Vor- und Mittelfuß-Region
- Sprunggelenksdistorsionen (mittel – schwer)
- Metatarsalfrakturen
- Weichteilverletzungen

Produkteigenschaften

- die anpassbare Luftkammer bietet Halt und Kompression, um Schwellungen einzudämmen und den Heilungsverlauf zu fördern
- lässt sich dank integrierter Pumpe einfach aufpumpen und anpassen
- rutschhemmende Abrollsohle für einen sicheren Halt
- zusätzliche Sicherheit durch anpassbare Zehenkappe
- gleiche Ausführung für rechts und links

Größe	Schuhgröße			Bestell-Nr.
	EU	US Herren	US Damen	
XS	< 35,5	< 4	< 5½	800 10 0*°
S	36 – 39	4½ – 7	6 – 8½	
M	40 – 43,5	7½ – 10	9 – 11	
L	44 – 47	10½ – 13	11½ – 14½	
XL	> 47	> 13	> 14½	



Farbe: grau, * = Ausführung (1) tall, (2) short | ° = Größe (1) XS, (2) S, (3) M, (4) L, (5) XL

 Hersteller: Span Link International LLC

Zubehör / Ersatzteile

air walker Liner

tragbar: R + L

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.: 809 10 0*°

b:joynz

air walker achilles

Hilfsmittelnummer
23.06.01.1022

Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung
in einstellbarer Position – mit integriertem
Pumpsystem



integrierte Pumpe



rutschhemmende Abrollsohle



anpassbare Zehenkappe

Indikationen

- Achillessehnenrupturen
- prä- und postoperative Versorgung von Fuß und Sprunggelenk
- posttraumatische Versorgung von Fuß und Sprunggelenk

Produkteigenschaften

- die anpassbare Luftkammer bietet Halt und Kompression, um Schwellungen einzudämmen und den Heilungsverlauf zu fördern
- lässt sich dank integrierter Pumpe einfach aufpumpen und anpassen
- rutschhemmende Abrollsohle für einen sicheren Halt
- zusätzliche Sicherheit durch anpassbare Zehenkappe
- Achilleskeile zur Einstellung der Plantarflexion in sechs 1-cm-Schritten
- gleiche Ausführung für rechts und links

Größe	Schuhgröße			Bestell-Nr.
	EU	US Herren	US Damen	
XS	< 35,5	< 4	< 5½	800 10 03°
S	36 – 39	4½ – 7	6 – 8½	
M	40 – 43,5	7½ – 10	9 – 11	
L	44 – 47	10½ – 13	11½ – 14½	
XL	> 47	> 13	> 14½	

Farbe: grau, ° = Größe (1) XS, (2) S, (3) M, (4) L, (5) XL



Zubehör / Ersatzteile

air walker achilles Keile

tragbar: Universalgröße
Farbe: schwarz
Bestell-Nr.: 809 10 000

air walker / air walker achilles Liner

tragbar: R + L
Farbe: schwarz
Bestell-Nr.: 809 10 01°

b:joynz ankle stirrup

Hilfsmittelnummer
23.02.02.0079

Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung
in frontaler Ebene



Indikationen

- postoperative Protektion nach Bandnaht / -rekonstruktion
- Pronations- und / oder Supinationstrauma
- konservative Therapie von Sprunggelenk-Distorsionen (alle Schweregrade)
- funktionelle Therapie von Bandrupturen
- Weber-A-Fraktur
- chronische Bandinstabilitäten

Produkteigenschaften

- anatomisch vorgeformte Schalen stabilisieren das Sprunggelenk gegen Umknicken
- Air-Gelpolster für erhöhten Tragekomfort mit Kühlungsoption
- adaptive Fersenweite zur Anpassung an den Fuß und Grad der Schwellung
- passt in die meisten Schuhe dank leichter und flacher Konstruktion
- rechts und links tragbare Universalgröße für einfache Lagerhaltung



adaptive Fersenweite



Air-Gelpolster

Größe

Universalgröße

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.

800 20 030

 Hersteller: Span Link International LLC

b:joynz

ankle brace

Hilfsmittelnummer
23.02.02.1046

Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung mit
Begrenzung der Pro- und Supination



Indikationen


- konservative Therapie von Sprunggelenksdistorsionen
- chronische Bandinstabilitäten
- postoperative Versorgung
- Sekundärprävention bei Knöchelbänderverletzungen
- Hyperlaxität des Bandapparates

Produkteigenschaften

- Schnürsystem mit Klettverschlüssen erleichtert das An- und Ablegen
- zusätzliche Stabilität durch mediale und laterale Stäbe
- passt einfach in den Schuh dank leichter und flacher Konstruktion
- gepolsterte Ferse und Lasche für zusätzlichen Tragekomfort
- das atmungsaktive Material ist haltbar und waschmaschinentauglich
- gleiche Ausführung für rechts und links



Schnürsystem mit Klettverschluss



mediale und laterale Stäbe



leichte und flache Konstruktion

Größe	cm	inches	Bestell-Nr.
XS	25–28	10–11	
S	28–30	11–12	
M	30–33	12–13	800 20 02°
L	33–36	13–14	
XL	36–41	14–16	



Farbe: schwarz, ° = Größe (1) XS, (2) S, (3) M, (4) L, (5) XL

 Hersteller: Span Link International LLC

b:joynz knee immobilizer 0

b:joynz knee immobilizer 20

Hilfsmittelnummer

0° = 23.04.01.0060

20° = 23.04.01.1042

Orthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks – gestreckt oder in einem voreingestellten Beugewinkel



Indikationen

- prä- und postoperative Ruhigstellung
- posttraumatische Versorgung des Knies
- Gelenk-, Muskel- oder Bandverletzungen
- Z. n. Patellaluxation

Produkteigenschaften

- rigide Stäbe zur vollständigen Ruhigstellung nach OP oder akuter Verletzung
- gerade oder leicht gebeugt in 0°- oder 20°-Flexion
- short, long oder extra long mit einer Länge von 36 cm, 51 cm bzw. 61 cm
- gleiche Ausführung für rechts und links



0°-Flexion



20°-Flexion



Tri-Panel-Ausführung

Größe

Universalgröße

Bestell-Nr.

800 40 0*0

Farbe: schwarz

*=Ausführung (8) 0° extra long, (3) 0° long, (4) 0° short, (9) 20° extra long, (5) 20° long, (6) 20° short

 Hersteller: Span Link International LLC

b:joynz shoulder immobilizer

Hilfsmittelnummer
23.09.01.0099

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung in definierter Position



Indikationen

- postoperative Immobilisierung
- posttraumatische Versorgung der Schulter
- Frakturen, Distorsionen oder Schulterluxation
- akute Reizzustände

Produkteigenschaften

- anpassbare Armlänge für eine individuelle Passform
- Klettgurt erleichtert das An- und Ablegen
- gepolsterte Schulterschlinge bietet ausgezeichneten Tragekomfort
- Antirotationsgurt für erhöhte Stabilität
- gleiche Ausführung für rechts und links



stabilisierende Armtasche



Antirotationsgurt

Größe

Universalgröße

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.

800 50 010

 Hersteller: Span Link International LLC

b:joynz

shoulder immobilizer 15

Hilfsmittelnummer
23.09.04.0072

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung
und Entlastung in 15°-Abduktion



Indikationen

- prä- und postoperative Immobilisierung
- akute Reizzustände
- konservative / posttraumatische Versorgung der Schulter
- Weichteilverletzungen in der Schulterregion
- Behandlung chronischer Schmerzzustände

Produkteigenschaften

- anatomisch geformtes Weichschaumpolster für eine sichere 15-Grad-Abduktion
- vorgeformter Handgriff erleichtert Unterarmübungen
- anpassbare Armlänge für eine individuelle Passform
- Schnellverschlüsse erleichtern das An- und Ablegen
- gepolsterte Schulterschlinge bietet ausgezeichneten Tragekomfort
- Antirotationsgurt für erhöhte Stabilität
- gleiche Ausführung für rechts und links



anatomisch geformtes Weichschaumpolster



Antirotationsgurt



anpassbare Armlänge



Schnellverschlüsse

Größe

Universalgröße

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.

800 50 020

 Hersteller: Span Link International LLC

b:joynz wrist brace

Hilfsmittelnummer
23.07.02.4068

Orthese zur Immobilisierung des Handgelenks



Indikationen

- posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- präoperative Versorgung der Hand
- Tendovaginitis
- Distorsionen/Kontusionen
- Arthrose
- Ruhigstellung nach Nervenläsion
- Karpaltunnelsyndrom

Produkteigenschaften

- anatomisch vorgeformte Metallstäbe zur Ruhigstellung des Handgelenks
- Daumengurt ermöglicht eine einfache Positionierung der Orthese
- einfaches Schnürsystem erleichtert das An- und Ablegen
- atmungsaktives, gepolstertes Material für ganztägigen Tragekomfort
- uneingeschränkte Bewegungsfreiheit für die Finger



vorgeformter palmarer Stab



Daumengurt



einfaches Schnellschnürsystem

Größe	cm	inches	Bestell-Nr.
S-M	12-18	4¾-7	800 60 0*
L-XL	18-26	7-10¼	

Farbe: schwarz, * = Ausführung (1) rechts, (2) links | ° = Größe (2) S-M, (4) L-XL

 Hersteller: Span Link International LLC



b:joynz wrist & thumb brace

Hilfsmittelnummer
23.07.02.2042

Orthese zur Immobilisierung des Handgelenks
in Kombination mit einer Daumenfixierung



Indikationen

- akute, posttraumatische und postoperative Reizzustände sowie Verletzungen des Handgelenks, der Handwurzel oder des Daumenstrahls
- präoperative Versorgung der Hand
- Tendovaginitis
- Rhizarthrose
- Ruhigstellung nach Nervenläsion
- Karpaltunnelsyndrom

Produkteigenschaften

- palmarer und seitlicher Stab zur Ruhigstellung des Daumens und Handgelenks
- anatomisch anformbare Stäbe gewährleisten eine optimale Passform
- einfaches Schnellschnürsystem erleichtert das An- und Ablegen
- atmungsaktives, feuchtigkeitsabführendes, gepolstertes Material für ganztägigen Tragekomfort



vorgeformter palmarer Stab



Ruhigstellung des Daumens



einfaches Schnellschnürsystem

Größe	cm	inches	Bestell-Nr.
S-M	12-18	4¾-7	800 60 0°°
L-XL	18-26	7-10¼	

Farbe: schwarz, * = Ausführung (3) rechts, (4) links | ° = Größe (2) S-M, (4) L-XL





Hersteller:

Bauerfeind AG

Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany

b:joynz knee support
b:joynz back support
b:joynz ankle support
b:joynz elbow support
b:joynz wrist support
b:joynz compression stockings

Span Link International LLC

28 west Jefryn Blvd.
US-11729 Deer Park, NY

b:joynz air walker
b:joynz air walker achilles
b:joynz ankle stirrup
b:joynz ankle brace
b:joynz knee immobilizer
b:joynz shoulder immobilizer
b:joynz shoulder immobilizer 15
b:joynz wrist brace
b:joynz wrist & thumb brace



BAUERFEIND AG

Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany

T +49 (0) 36628-66-1000
 F +49 (0) 36628-66-1999
 E info@bauerfeind.com

bjoynz.com

ONLINESHOP

experts.bauerfeind.com

richtig Maß nehmen garantiert einen optimalen Therapieerfolg

Medizinische Hilfsmittel können nur 100-prozentig wirken, wenn sie genau passen. Das setzt voraus, dass die relevanten Körpermaße exakt ermittelt werden. Deshalb haben wir für die Versorgung verschiedene Bestellblätter entwickelt. Damit können Sie schnell und unkompliziert das gewünschte Produkt in der benötigten Ausführung anfordern.

Die einzelnen Bestellblätter können Sie auch unter folgendem Link herunterladen:

» bjoynz.com/downloads

Tipps

zur richtigen Maßabnahme für b:joynz compression stockings

Vermessen Sie alle auf den Maßblättern angegebenen Werte – nur bei Vollständigkeit der Daten ist die passgenaue Maanfertigung mglich.

Personen mit ausgeprgter Schwellneigung vermessen Sie nach Mglichkeit morgens.

Setzen Sie Lngenmarkierungen mit einem Kajal oder einem anderen hautvertrglichen Stift auf die Haut, um Umfangsmessungen sicher und reproduzierbar zu gestalten.

Bei einer beidseitigen Versorgung sollten Sie jede Seite einzeln vermessen.

Messen Sie nicht auf Zug.

Kontrollieren Sie nach der Vermessung, ob alle erforderlichen Lngen- und Umfangsmae angegeben wurden.

b:joynz compression stockings

201



b:joynz

F 0800 001 0515

Firma (Stempel)

Lieferadresse (falls abweichend)	
----------------------------------	--

Ansprechpartner: _____

Datum: _____

Unterschrift:

Kunden-Nr.:						
-------------	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Wir verweisen auf unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Ihre Notizen



211

211

Ccl	1		
	2		
Ausführung	AD		
	NEU AD mit Haftband (3 cm)		
	AG		
Farbe	AT		
	beige		
	schwarz		
Fußspitze	offen		
	geschlossen		

Einheit	Stück	
	Paar	

linkes Bein	Umfangmaße	rechtes Bein	Längenmaße
		cT	ℓT
		cH	ℓH
cG		cG	ℓG
cF		cF	ℓF
cE		cE	ℓE
cD		cD	ℓD
cC		cC	ℓC
cB1		cB1	ℓB1
cB		cB	ℓB
cY		cY	
cA		cA	
Fußlänge ohne Fußspitze		Leibteilhöhe (cG – cT) in cm	
Fußlänge mit Fußspitze		vorn	
		hinten	

Kunden-Nr.:

--	--	--	--	--	--	--	--

Bestell-Nr.:

Kommission:

Letzte Auftrags-Nr.:

Bemerkungen:

Alle Angaben in cm. Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen sind von Umtausch und Gutschrift ausgeschlossen.

Datum

Bitte vollständig und lesbar ausfüllen!

Stempel / Unterschrift



VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER BAUERFEIND AG (AGB)

GELTUNGSBEREICH: DEUTSCHLAND

Preise

verstehen sich netto in Euro ab Werk zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.

Versand

auf Rechnung und Gefahr des Käufers, auch dann, wenn dieser die Beförderungskosten nicht trägt. Betriebsstörungen bei uns oder einem unserer Lieferanten, Personalmangel, Streik, Aussperrung sowie höhere Gewalt berechtigen uns, die Lieferzeiten zu verlängern und entbinden uns für die Dauer der Behinderung von jeder Lieferverpflichtung.

Versandkosten

berechnen wir pauschal bei einem Nettoauftragswert des Gesamtauftrages bis 50 Euro in Höhe von sieben Euro und bis 200 Euro in Höhe von vier Euro. Maßanfertigungen sind versandkostenfrei. Besondere Versandwünsche werden nach Aufwand berechnet.

Retouren

außerhalb der Gewährleistung werden grundsätzlich erst nach vorheriger Ankündigung und Abstimmung der Rücksendung (Avisierung) unter Beifügung der Lieferpapiere entgegengenommen, wobei wir den einwandfreien Zustand der Ware voraussetzen. Ein generelles Verweigerungsrecht für solche Retouren behalten wir uns vor.

Wir berechnen für den Bearbeitungsaufwand von Retouren außerhalb der Gewährleistung bei Rücksendung bis einen Monat ab Lieferdatum zehn Euro pro Rücksendung. Bei Rücksendungen ab einen Monat nach Lieferdatum werden 20 Prozent des Nettoauftragswertes, maximal aber 25 Euro pro Artikel und Stück als Bearbeitungsgebühr berechnet, bei Rücksendung ab sechs Monaten bis zwölf Monaten nach Lieferdatum werden 40 Prozent des Nettoauftragswertes, maximal jedoch 50 Euro pro Artikel und Stück berechnet.

Die Entgegennahme von Retouren außerhalb der Gewährleistung, insbesondere für Maß- und Sonderanfertigungen, sowie für Rücksendungen über zwölf Monate nach Lieferdatum ist ausgeschlossen.

Zahlungen

sind nach Lieferung sofort fällig. Bei Teilnahme am Bankeinzugsverfahren gewähren wir vier Prozent Skonto, bei Zahlung innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungsdatum drei Prozent Skonto. Ansonsten gilt als Zahlungsziel 30 Tage netto. Nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechnungsdatum befindet sich der Käufer im Zahlungsrückstand. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt die Lieferung nur noch gegen Vorauskasse.

Wir berechnen ab dem Zeitpunkt eingetretenen Zahlungsrückstandes Verzugszinsen in Höhe von acht Prozent über dem jeweiligen Basiszinssatz. Bei der Zahlung per Scheck, Wechsel usw. gilt diese erst als erbracht, wenn der Betrag unwiderruflich unserem Konto gutgeschrieben wurde.

Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an allen gelieferten Waren vor, bis der Käufer sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit uns beglichen hat. Der Eigentumsvorbehalt gilt anteilmäßig auch dann, wenn die Ware be- oder verarbeitet worden ist. Im Falle der Weiterveräußerung gelten die daraus entstehenden Forderungen an Dritte bis zur Höhe unserer Gesamtforderungen als vorbehaltlos an uns abgetreten.

Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer trotz Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer nicht in Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, können wir verlangen, dass der Käufer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

Der Käufer darf die Liefergegenstände weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstiger Verfügungen durch Dritte hat der Käufer uns unverzüglich zu benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind.

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Käufers freizugeben, als der Wert die zu sichernde Forderung, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 Prozent übersteigt.

Reklamation

Gewährleistungsansprüche wegen offensichtlicher Mängel erlöschen, wenn sie nicht unverzüglich gemäß § 377 HGB uns gegenüber schriftlich geltend gemacht werden. Im Übrigen verjährten Gewährleistungsansprüche ein Jahr nach Übergabe des Kaufgegenstandes. Ist die Ware mangelhaft, so liefern wir nach unserer Wahl Ersatz oder bessern nach. Reparaturen können aus hygienischen Gründen nur an gewaschenen bzw. hygienisch einwandfreien Artikeln ausgeführt werden. Bei der Einsendung von ungewaschener Ware behalten wir uns die Berechnung einer angemessenen

Aufwandspauschale vor. Solange wir unseren Verpflichtungen zur Nacherfüllung nachkommen, insbesondere zur Behebung von Mängeln oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache, hat der Kunde kein Recht, eine Herabsetzung der Vergütung zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären, sofern nicht ein Fehlschlagen der Nacherfüllung vorliegt. Nicht unter die Gewährleistung fallen Fehler, die auf normalen Verschleiß und Überbelastung, missbräuchliche Verwendung, Vernachlässigung der Pflege sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind.

Haftung

Wir haften nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz sowie für die Verletzung solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf (»wesentliche Pflichten«).

Im Hinblick auf die leicht fahrlässige Verletzung einer wesentlichen Pflicht ist unsere Haftung auf bei Vertragsschluss vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt.

Im Hinblick auf die leicht fahrlässige Verletzung vertraglicher Pflichten, die keine wesentlichen Pflichten sind, haften wir nicht.

Soweit unsere Haftung beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die Haftung unserer Arbeitnehmer, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, für die Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sowie für Körperschäden (Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit). Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Diese AGB unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG).

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist Gera, sofern der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch in allen Fällen ebenfalls berechtigt, Klage am Erfüllungsort oder am allgemeinen Gerichtsstand des Nutzers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere bezüglich ausschließlicher Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

Erfüllungsort für die Lieferung ist der Sitz unseres Unternehmens.

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise nichtig, unwirksam, undurchführbar oder nicht durchsetzbar (»Fehlerhafte Bestimmung«) sein oder werden, so werden die Wirksamkeit und die Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGB davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich vielmehr bereits jetzt, anstelle der Fehlerhaften Bestimmung eine solche zu vereinbaren, die im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten dem am nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und Zweck dieser Vereinbarung vereinbart hätten, wenn sie die Fehlerhaftigkeit der Bestimmung erkannt hätten. Beruht die Fehlerhaftigkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so ist die Bestimmung mit einem dem ursprünglichen Maß am nächsten kommenden rechtlich zulässigen Maß zu vereinbaren. Gleiches gilt für etwaige Regelungslücken in diesen AGB. Diese salvatorische Klausel hat keine bloße Beweislastumkehr zur Folge, sondern bedingt § 139 BGB insgesamt ab.

Schriftform

Änderungen und/oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform (eigenhändige Unterschrift); dies gilt auch für Änderungen und Ergänzungen dieses Schriftformerfordernisses.

Datenschutzklausel / Gesprächsaufzeichnung

Zu Qualitätszwecken zeichnen wir stichprobenartig Telefonate zwischen dem Käufer und unseren Mitarbeitern auf. Diese Telefonaufzeichnungen dienen ausschließlich dem Zweck, unsere Leistung zu verbessern und werden nach ihrer Auswertung gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Käufer willigt hiermit in die Aufzeichnungen von Telefonaten zu ausschließlich diesem Zweck ein. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft vom Käufer widerrufen werden.

Weitere Informationen zu den jeweils aktuellen Datenschutzgrundsätzen der Bauerfeind AG unter www.bauerfeind.de/ds

Stand: August 2023

DATENSCHUTZ-HINWEIS:

Die von Ihnen im Rahmen der Bestellung erhobenen und gegebenenfalls an uns übermittelten Patientendaten werden von uns zur Auftragsbearbeitung erfasst und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gespeichert. Bitte informieren Sie die betreffenden Patienten hierüber und holen Sie, sofern erforderlich, die entsprechende Einwilligung hierfür ein, bevor Sie den Auftrag an uns übermitteln. Bei Nichtbeachtung können Bußgelder und andere Zwangsmaßnahmen verhängt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bauerfeind.de/ds.

Für ergänzende Hinweise zu Indikationen, Kontraindikationen und der Handhabung des von Ihnen gewünschten Produkts bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung konsultieren!

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Sämtliche hier im Katalog verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

HAFTUNGSHINWEISE:

Alle Angaben dieser Broschüre haben den Stand des Zeitpunkts der Drucklegung. Diese Broschüre ermöglicht – je nach Darstellung – einen ersten Überblick über das Fachgebiet und schlägt ausgewählte medizinische Diagnose- / Behandlungsmöglichkeiten vor. Obgleich wissenschaftlich fundiert, erheben die Darstellungen keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit / Vorstellung aller Lehrmeinungen. Sämtliche Inhalte dieser Broschüre / oder deren – auch auszugsweise – Online-Darstellung, insbesondere solche zu Diagnostik und Behandlungsformen (Texte, Bilder, Graphiken etc.), verstehen sich als unverbindliche Unterstützung der durch Arzt und Fachpersonal auszuwählenden Therapie. Diese Broschüre ersetzt nicht die notwendige persönliche Anamnese und deren fachliche Gesamtbewertung eines Arztes / sachgerecht und qualifiziert ausgebildeten Fachpersonals unter Einbeziehung ggf. bereits laufender Therapien.

Die Inhalte der Broschüre sind nur für das medizinische Fachpersonal bestimmt, nicht für Fachfremde, insbesondere nicht für Patienten.

In Zweifelsfällen suchen Sie bitte ergänzenden fachlichen Rat, auch wir unterstützen hierbei gern.

Ihre Notizen

[illegible]



be free
be active